



MISJA:
PACJENT W CENTRUM UWAGI.
LECZYMY I OPIEKUJEMY SIĘ
NOWOCZEŚNIE I BEZPIECZNIE

infoWIM
newsletter

AKTUALNOŚCI infoWIM

Numer 77
15.09.2026

Drodzy Czytelnicy!

Z ŻYCIA INSTYTUTU

WIM-PIB W PROGRAMIE TESTOWANIA BIOMARKERA PTAU217 W DIAGNOSTYCE CHOROBY ALZHEIMERA

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Klinika Neurologiczna WIM-PIB uczestniczą w programie testowania biomarkerów neurologicznych, obejmującym oznaczanie białka pTau217 w osoczu. Celem programu jest wsparcie rozwoju nowoczesnej diagnostyki choroby Alzheimerza.

Program realizowany jest we współpracy z Roche Diagnostics Polska oraz Eli Lilly Polska. WIM-PIB otrzymał nieodpłatnie odczynniki i materiały umożliwiające wykonanie **200 oznaczeń pTau217 w osoczu pacjentów Kliniki Neurologicznej i Poradni Neurologicznej.**

Badanie dostępne od 21 września.

Od **21 września 2026 r.** badanie będzie dostępne do zlecenia w systemie AMMS przez Klinikę Neurologiczną i Poradnię Neurologiczną.

Elecsys Phospho-Tau (217P) Plasma jest immunochemicznym testem diagnostycznym in vitro przeznaczonym do ilościowego oznaczania fosforylowanego białka Tau 217P w osoczu osób w wieku 55 lat i starszych. W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej WIM-PIB badanie będzie wykonywane w **Pracowni Immunochemii i Endokrynologii**, metodą elektrochemiluminescencji, z wykorzystaniem analizatora Cobas Pro e801.

Zlecenie w systemie AMMS: Białko pTau217 w osoczu – profil **PTAU217 (Białko pTau217 w osoczu).**

Pobieranie materiału: krew należy pobrać do probówki hematologicznej z K2EDTA – **probówki z fioletowym korkiem.** Materiałem do badania jest osocze.

Interpretacja wyników

- **> 0,378 pg/mL – wynik dodatni** – wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo patologii amyloidowej. Wynik, bez uwzględnienia oceny klinicznej, nie stanowi samodzielnej podstawy rozpoznania choroby Alzheimerza.
- **> 0,223 pg/mL do ≤ 0,378 pg/mL – wynik pośredni** – nie pozwala wiarygodnie potwierdzić ani wykluczyć patologii amyloidowej; należy rozważyć dalszą diagnostykę.
- **≤ 0,223 pg/mL – wynik ujemny** – wskazuje na niskie prawdopodobieństwo patologii amyloidowej.

Udział WIM-PIB w programie pozwoli nie tylko ocenić zastosowanie oznaczenia pTau217 w praktyce klinicznej, ale także – z perspektywy laboratorium – **określić optymalne zużycie odczynników i odpowiednio przygotować proces diagnostyczny przed ewentualnym udostępnieniem badania pacjentom WIM-PIB w obu lokalizacjach.**

*Dr hab. n. med. Agnieszka Woźniak-Kosek
Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej WIM-PIB*

Piśmiennictwo:

Hibar D.P. et al., *Elecsys pTau217 plasma immunoassay detection of amyloid pathology in clinical cohorts*, J. Alzheimers Demet. 2026; 15, 22(1): 71009.

Gorzkowska A. et al., *Podstawowe rekomendacje diagnostyki chorób otępiennych – ścieżka pacjenta. Stanowisko sekcji alzheimerowskiej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego z 2026 roku*, Polski Przegląd Neurologiczny 2026, 22: 03126013.

Bieżący numer oraz poprzednie numery Aktualności infoWIM dostępne są stronie www

<https://news.wim/aktualnosci/newsletter-infowim/aktualnosci-infowim-2026/>

**Aktualności infoWIM
Newsletter**

**WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**
ul. Szaserów 128, Warszawa

Małgorzata Złotkowska
tel. 261.817.721 kom. 885 570 422
e-mail: infowim@wim.mil.pl