



MISJA:
PACJENT W CENTRUM UWAGI.
LECZYMY I OPIEKUJEMY SIĘ
NOWOCZEŚNIE I BEZPIECZNIE

AKTUALNOŚCI infoWIM

Numer 79
12.10.2023

Drodzy Czytelnicy!

Z ŻYCIA INSTYTUTU

ZDL WPROWADZA NOWY TEST KOAGULOLOGICZNY

Z dniem 16 października 2023 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej WIM-PIB wprowadzi nowy test koagulologiczny, dający możliwość ilościowego oznaczania apiksabanu (bezpośredniego doustnego antykoagulantu) w osoczu pacjentów.

Badanie będzie wykonywane w Pracowni Hematologii i Hemostazy ZDL WIM-PIB.

Krew żylną do badania należy pobierać do oddzielnych standardowych probówek koagulologicznych (z niebieskim korkiem) i dostarczać wraz z oddzielnym skierowaniem do Rejestracji ZDL WIM-PIB.

Probówki oraz zlecenia powinny być oklejone czerwonymi etykietami kodów kreskowych.

Jednocześnie przypominamy, że od dnia 1 lutego 2023 r. w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej WIM-PIB istnieje również możliwość ilościowego oznaczania rywaroksabanu i dabigatranu w osoczu pacjentów.

Oznaczanie bezpośrednich doustnych antykoagulantów (DOAC) może być uzasadnione, gdy pacjent przyjmujący DOAC:

- doznaje ostrych zdarzeń sercowo - naczyniowych : zakrzepicy, krwotoku, udaru mózgu,
- wymaga natychmiastowego odwrócenia działania przeciwzakrzepowego,
- ma objawy niewydolności nerek lub wątroby,
- doświadcza znanej lub podejrzewanej interakcji z innymi lekami,
- wymaga przedoperacyjnej weryfikacji poziomu leku.

Pomocne informacje przy wyborze odpowiedniego badania w systemie AMMS.

L.p.	Nazwa badania	Kod profilu	Kod badania
1.	Aktywność anty-Xa (apiksaban)	ANTY-XA API	anty-Xa api
2.	Aktywność anty-Xa (rywaroksaban)	ANTY-XA RYW	anty-Xa ryw
3.	Aktywność anty-IIa (dabigatran)	ANTY-IIA DAB	anty-IIa dab